

Используйте одноразовые медицинские простыни в рулоне Tork Advanced в смотровых и процедурных кабинетах.



Артикул	125250
Система	С1 - Медицинские простыни в рулонах
Длина рулона	50 m
Ширина рулона	50 cm
Диаметр рулона	13.2 cm
Число листов	132
Число листов	132
Длина листа	37.8 cm
Внутренний диаметр втулки	3.7 cm
Слой	2
Цвет	Белый

Накрывайте кровати пациентов одноразовыми медицинскими простынями в рулоне Tork Advanced. Перфорированные медицинские простыни — идеальное решение для поддержания высокого уровня гигиены в медицинских учреждениях. Вы можете воспользоваться держателем для медицинских простыней Tork, который можно крепить на стене или к кушетке.

www.tork.ru

Благодаря перфорации их легко отрывать, контролируя расход. Двухслойные и поэтому более прочные простыни обеспечивают высокий уровень комфорта.

Данные об отгрузке			
	Потребительская единица	Транспортная единица	Паллет
Штрих-код	7322540117288	7322540117295	7322540282931
Штуки	1	9	216
Потребительские единицы	-	9	216
Ширина	500 mm	524 mm	2246 mm
Высота	131 mm	407 mm	800 mm
Длина	131 mm	407 mm	1200 mm
Объем	8.58 dm ³	86.8 dm ³	2.08 m ³
Вес нетто	850 g	7.7 kg	183.6 kg
Вес брутто	916 g	8.9 kg	212.4 kg
Упаковочный материал	Plastic	Carton	-

Совместимые продукты



219000

Сертификаты

Контакты

ООО "Эссити"

117218, г. Москва

ул. Кржижановского, д.14, к.3

Россия

Тел.: +7 495 967 33 67

Факс: +7 495 967 33 68